



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 ноября 2016 года № РЗН 2016/5047

На медицинское изделие

**Материалы хирургические шовные нерассасывающиеся стерильные  
по ТУ 9393-003-54777133-2015**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "МЗКРС шовные материалы"  
(ООО "МЗКРС шовные материалы"), Россия, 117246, Москва,  
Научный проезд, д. 20, стр. 3**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "МЗКРС шовные материалы"  
(ООО "МЗКРС шовные материалы"), Россия, 117246, Москва,  
Научный проезд, д. 20, стр. 3**

Место производства медицинского изделия

**ООО "МЗКРС шовные материалы", Россия, 117246, Москва,  
Научный проезд, д. 20, стр. 3**

Номер регистрационного досье № РД-10161/66627 от 29.01.2016

Вид медицинского изделия **см. приложение**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **26**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **93 9300**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 23 ноября 2016 года № 13143  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы по  
надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0024556**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 ноября 2016 года № РЗН 2016/5047

Лист 1

На медицинское изделие

**Материалы хирургические шовные нерассасывающиеся стерильные по ТУ 9393-003-54777133-2015, варианты исполнений:**

I. Материалы хирургические шовные нерассасывающиеся стерильные, в отрезке:

1. Мононить поливинилиденфторидная (ПВДФ), синяя, метрических размеров: 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5 (вид 301820).

2. Мононить политетрафторэтиленовая (ПТФЭ), белая, метрических размеров: 0,7; 1; 1,5; 2; 3 (вид 282290).

3. Комплексная полиамидная нить из полиамида 6.6 в оболочке из полиамида 6 "Супрамид Экстра", черная или белая, метрических размеров: 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5 (вид 226690).

II. Материалы хирургические шовные нерассасывающиеся стерильные с одной или двумя атравматическими иглами:

1. Мононить поливинилиденфторидная (ПВДФ), синяя, метрических размеров: 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5 (вид 301820).

2. Мононить политетрафторэтиленовая (ПТФЭ), белая, метрических размеров: 0,7; 1; 1,5; 2; 3 (вид 282290).

3. Комплексная полиамидная нить из полиамида 6.6 в оболочке из полиамида 6 "Супрамид Экстра", черная или белая, метрических размеров: 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5 (вид 226690).

Иглы атравматические:

1. Изогнутые на  $1/2$  или  $3/8$  окружности, диаметром от 0,07 до 1,6 мм, длиной от 6 до 80 мм:

- колющие - круглое поперечное сечение острия;

- режущие - трехгранное поперечное сечение острия;

- обратно-режущие - трехгранное поперечное сечение острия;

- таперкат - круглое поперечное сечение тела и трехгранное поперечное сечение острия.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0026178